



Cuidado de la Mama

Catálogo 2025



+56 9 3948 8221

+56 2 6465 7248

info@medtec.cl

El Dante 4159, Las Condes, Región Metropolitana

Línea de productos Amoena



Prótesis mamarias
externas



Cuidados
postquirúrgicos
y compresivos



Cuidado para
el manejo
de linfedema



Sostenes
protésicos



Prótesis Mamarias Externas

Prótesis Mamarias Externas



PRÓTESIS BASIC

SKU: 290

- Prótesis de silicona estándar que imita la forma natural de la mama.
- Presenta película de poliuretano con aspecto más suave al tacto y delicado con la piel.
- Biocompatible y libre de látex.
- Medidas de prótesis: 4 a 10 para mama derecha e izquierda.



PRÓTESIS BASIC LIGHT

SKU: 292

- Prótesis de silicona estándar que imita la forma natural de la mama.
- Presenta película de poliuretano con aspecto más suave al tacto y delicado con la piel.
- Prótesis es un 25% más liviana que Amoena Basic (Código 290).
- Biocompatible y libre de látex.
- Medidas de prótesis: 4 a 10 para mama derecha e izquierda.



PRÓTESIS ESSENTIAL

SKU: 363

- Prótesis de silicona estándar que imita la forma natural de la mama.
- Presenta película de poliuretano con aspecto más suave al tacto y delicado con la piel.
- Biocompatible y libre de látex.
- Medidas de prótesis: 1 a 15 para mama derecha e izquierda.



PRÓTESIS ESSENTIAL LIGHT

SKU: 442

- Prótesis de silicona estándar que imita la forma natural de la mama.
- Presenta película de poliuretano con aspecto más suave al tacto y delicado con la piel.
- Prótesis es un 25% más liviana que Amoena Essential (Código 363).
- Biocompatible y libre de látex.
- Medidas de prótesis: 1 a 15 para mama derecha e izquierda.

Prótesis Mamarias Externas



PRÓTESIS AQUAWAVE

SKU: 149

- Prótesis de silicona estándar que imita la forma natural de la mama.
- Película de poliuretano con aspecto más suave al tacto y delicado con la piel.
- Presenta ondas elevadas en la parte posterior que permiten que el aire y el agua fluya, lo que reduce la absorción de agua.
- Incluye bolsa de transporte impermeable.
- Medidas de prótesis: 1 a 14 para mama derecha e izquierda.
- Biocompatible y libre de látex.



PRÓTESIS ADAPT AIR

SKU: 327

- Prótesis de 100% silicona estándar que imita la forma natural de la mama.
- Presenta película de poliuretano con aspecto más suave al tacto y delicado con la piel.
- Cuenta con una cámara de aire integrada para una adaptación personalizada.
- Cara exterior de la copa de silicona suave InTouch Light, un 40% más ligera que una prótesis de mama de la misma talla y forma.
- Incluye un adaptador de volumen.

Sostenes Protésicos



Sostenes Protésicos



SOSTÉN JENNA

SKU: 44940

- Sostén estilo clásico con bolsillos bilaterales incorporados para prótesis mamaria externa.
- La copa está especialmente diseñada para adaptarse a tallas más grandes, ofreciendo una sujeción óptima y un ajuste seguro para una mayor comodidad durante todo el día.
- El suave acolchado de los tirantes delanteros minimiza la presión sobre los hombros.
- Tirantes ajustables en longitud, garantizando la máxima sujeción y un ajuste personalizado.



SOSTÉN FRANCÉS

SKU: 2128

- Sostén sin costuras internas de algodón elasticado, que cuenta con broches centrales delanteros para un fácil acceso a las áreas de tratamiento y mayor comodidad.
- Material resistente elasticado para que se expanda en la zona de la mama, con breteles anchos, porción lateral alta, con refuerzo del contorno.
- Incorpora bolsillos bilaterales para albergar una prótesis de mama.



SOSTÉN RITA

SKU: 2004

- Sostén estilo clásico para prótesis mamaria, ideal para bustos de menor tamaño.
- El escote elástico con ribete y encaje aporta un buen ajuste.
- Copas con corte y costura ofrecen un excelente soporte a cada talla.
- Tirantes elásticos ajustables que aumentan proporcionalmente a la talla del sujetador.

Cuidados Postquirúrgicos y Compresivos



Cuidados Postquirúrgicos y Compresivos



PRÓTESIS PRIFORM

SKU: 216

- Relleno de poliéster con cubierta de algodón y poliuretano que permite generar una simetría durante las primeras fases de la recuperación, en el descanso o al dormir.
- Es suave y ligera con una copa amoldada que permite introducirla en el bolsillo de los distintos sosténes Amoena.
- No es un sustituto de la prótesis externa de silicona, ya que no provee del peso ideal para generar un balance óptimo.



CINTURÓN DE COMPRESIÓN TORÁCICA

SKU: 2776

- Diseñado para garantizar resultados postquirúrgicos óptimos al mantener las prótesis en su lugar y evitar que los implantes se muevan durante el proceso de cicatrización.
- Indicado para reconstrucción mamaria y aumento de mama.
- Forma anatómica con tejido elástico para una perfecta adaptación y compresión en la zona superior mamaria.
- Confeccionado con tejido suave que reduce la irritación, con un cierre de velcro que facilita la adaptación individual.



SOSTÉN THERAPORT

SKU: 2161

- Sostén postquirúrgico de compresión no dirigida.
- Material: Algodón suave resistente elasticado para que se expanda en la zona de la mama, con breteles de velcro anchos, porción lateral alta, con refuerzo del contorno y cierre frontal con velcro.
- La banda inferior ancha sin costuras permite ajuste y mantiene de forma segura la bolsa de drenaje reposicionable.
- Diseñado para usar inmediatamente después de intervenciones de mama de cualquier tipo o durante tratamiento de radiación.

Cuidados Postquirúrgicos y Compresivos



SOSTÉN LEYLA

SKU: 44605

- Sostén postquirúrgico de baja compresión para diversas indicaciones como reconstrucción mamaria, cirugía conservadora de la mama/lumpectomía, mastectomía, reducción mamaria, aumento de mamas, mastectomía y cirugías oncológicas de mama.
- Breteles anchos ajustables con cierre frontal para facilitar el acceso. Compuesto por solapa de algodón en contacto con la piel, tres ganchos metálicos y cremallera.
- Compresión baja: 15-17 mmHg.



SOSTÉN SINA

SKU: 45006

- Sostén postquirúrgico de media compresión que estabiliza el área postoperatoria, dirigido para el apoyo del drenaje linfático y el proceso de curación.
- Presenta copas preformadas y flexibles sin costuras, con una presión uniforme y generalizada.
- Correas anchas y ajustables con cierres de gancho y bucle, con forro de felpa suave en la parte posterior para posicionar un cinturón de compresión Amoena.
- Adecuado para: Reconstrucción mamaria, reducción mamaria, aumento de senos, elevación de senos y cirugías oncológicas de mama.
- Compresión media 17-20 mmHg.



SOSTÉN PAMELA

SKU: 45009

- Sostén postquirúrgico de compresión alta que estabiliza el área postoperatoria, dirigido para el apoyo del drenaje linfático y el proceso de curación.
- Copas preformadas y flexibles sin costuras con una presión uniforme y generalizada.
- Correas anchas y ajustables con cierres de gancho y bucle, con forro de felpa suave en la parte posterior para posicionar un cinturón de compresión Amoena.
- Adecuado para: Reconstrucción mamaria, reducción mamaria, aumento de senos, elevación de senos, cirugías oncológicas de mama.
- Compresión alta: 20-23 mmHg.

Cuidado Para el Manejo de Linfedema



Cuidados Para el Manejo de Linfedema



ALMOHADILLA MAMARIA LYMPH FLOW SHELL

SKU: 030

- Almohadilla mamaria de silicona enfocada en el cuidado del linfedema que favorece la movilización local del tejido fibrótico o edematoso.
- Actúa por medio de presión bidimensional, impidiendo la formación de edema, favoreciendo el retorno venoso o el drenaje linfático mediante el aumento de la presión intersticial.
- Presenta una superficie texturizada que proporciona un ligero efecto de masaje a través de pequeñas protuberancias en el interior de la almohadilla, lo que favorece el aflojamiento del tejido fibrótico.
- Es lavable y reutilizable y de talla única (ajustable a cada mama).



ALMOHADILLA LYMPH FLOW PRESSURE PAD

SKU: 020

- Almohadilla de presión de silicona en formato cuadrado que puede introducirse bajo el tejido de la prenda en el punto deseado. Por medio de presión bidimensional pretende impedir la formación de edemas, favoreciendo el retorno venoso o el drenaje linfático mediante el aumento de la presión intersticial.
- Formato cuadrado, ideal como complemento a la prenda de compresión para ejercer una presión más específica y apoyar localmente la presoterapia.
- Proporciona un ligero efecto de micro-masaje, favoreciendo la relajación del tejido fibrótico y del tejido cicatricial.
- Lavable y reutilizable, tamaño: 100 x 110 mm (talla única).

Cuidados Para el Manejo de Linfedema



SOSTÉN LYMPH FLOW LONG

SKU: 44813

- Sostén con costuras planas que impide que se corte el drenaje linfático superficial, adecuado para mujeres con linfedema moderado.
- Ajuste con banda elástica tejida debajo del busto, ideal para una compresión completa de 360 grados, previene marcas de presión e irritación en los tejidos.
- Tiene bolsillos integrados para las prótesis mamarias y modeladores, así como tirantes anchos y ajustables para un alto nivel de confort.
- El material texturizado en la piel proporciona un efecto de masaje sobre el tejido fibroso y los pequeños vasos linfáticos, lo que mejora el drenaje linfático y favorece la cicatrización.
- Compresión médica clase I: 15-18 mmHg.



SOSTÉN LYMPH FLOW SB

SKU: 44814

- Sostén con costuras planas que impide que se corte el drenaje linfático superficial, adecuado para mujeres con linfedema moderado.
- Longitud fácil de ajustar con un cierre de gancho y bucle suave delgado en los tirantes.
- Tecnología innovadora SensElast® con unión 3D en espalda y zonas laterales, con un patrón texturizado que, combinado con el movimiento del cuerpo, crea un suave efecto de masaje. Ideal para apoyar el flujo linfático y aflojar el tejido fibroso.
- Copas preformadas y bolsillos integrados para las prótesis mamarias o modeladores, cierre frontal con cremallera y cierre magnético para un manejo más fácil.
- Compresión médica clase I: 18-21mmHg

Cuidados para el manejo de linfedema



MANGA COMPRESIVA MANO-AXILA CLASE II

SKU: XZ9504-2030

- Manga compresiva de tejido circular para el tratamiento y prevención del linfedema.
- Material suave y transpirable sin costuras.
- Presión graduada de 20-30 mmHg.
- Tallas disponibles: S, M, L, XL, XXL

MANGA COMPRESIVA MANO-AXILA CLASE III

SKU: XZ9504-3040

- Manga compresiva de tejido circular para el tratamiento y prevención del linfedema.
- Material suave y transpirable sin costuras.
- Presión graduada de 30-40 mmHg.
- Tallas disponibles: S, M, L, XL, XXL



MANGA COMPRESIVA MUÑECA-HOMBRO CLASE II

SKU: XZ9603-2030

- Manga compresiva de tejido circular para el tratamiento y prevención del linfedema con fijación desde la muñeca hasta el hombro.
- Material suave y transpirable sin costuras.
- Presión graduada de 20-30 mmHg.
- Tallas disponibles: S, M, L, XL, XXL

MANGA COMPRESIVA MUÑECA-HOMBRO CLASE III

SKU: XZ9603-3040

- Manga compresiva de tejido circular para el tratamiento y prevención del linfedema con fijación desde la muñeca hasta el hombro
- Material suave y transpirable sin costuras.
- Presión graduada de 30-40 mmHg.
- Tallas disponibles: S, M, L, XL, XXL



+56 9 3948 8221 +56 62 465 7248

info@medtec.cl

El Dante 4159, Las Condes, Región Metropolitana