

CASSETTE DE MEDICACIÓN 100ML

CÓDIGO: 21-7302-24

MARCA: ICU MEDICAL

PROCEDENCIA: EEUU

Dispositivo que permite el almacenamiento del medicamento con capacidad de 100ml, para su administración por bomba de infusión modelos CADD.

Características

- Desechable, libre de látex, de coloración grisácea.
- Volumen de purgado: 0,2 ml.
- Longitud del tubo de salida: 8 pulgadas.
- Formado por:
 - Bolsa de PVC plastificado de grado médico.
 - Cubierta de plástico grisácea de alta resistencia.
 - Tubo de salida canalizado por la parte superior para la conexión en su extremo con el set de extensión.
 - Abrazadera o clamp.
 - Cubierta azul como función de seguridad integrada que evita el flujo libre de fluidos.

Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Empaque

Empaque unitario, libre de látex con TOTM sin DEHP en caja de 12 unidades.



Biocompatibilidad

Todos los componentes del sistema CADD son biocompatibles y libre de látex.

Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, no reutilizable, apirógeno.

Certificaciones

- ISO 13485.
- FDA.