
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	REG- 050
	TUBO DE ALIMENTACIÓN MINI ONE/G-JET PUERTO YEYUNAL ENFIT	

Individualización del Producto	
Descripción	Tubo de alimentación enteral con conexión ENFIT destinado a ser utilizado con el botón de gastrostomía MiniOne, con el puerto yeyunal de botón gastroyeyunal G-Jet, con botones de gastrostomía Mic-Key u otros dispositivos de alimentación enteral compatibles, permitiendo la administración de alimentación, medicamentos y descompresión.
Código	<ul style="list-style-type: none"> 8-1211-ISOSAF: Tubo de alimentación ENFIT recto. Longitud de 30 cm. 8-1255-ISOSAF: Tubo de alimentación ENFIT en Y, ángulo 90°. Longitud de 30 cm. 8-2411- ISOSAF: Tubo de alimentación ENFIT recto. Longitud de 60 cm. 8-2455-ISOSAF: Tubo de alimentación ENFIT en Y, ángulo 90°. Longitud de 60 cm.
Marca	AMT
Procedencia	E.E.U.U




Descripción del Producto	
Características	<ul style="list-style-type: none"> Disponible: Tubos de alimentación ENFIT rectos o en ángulo de 90°. Juego de alimentación con sistema ENFIT incorporado, transparente de silicona de alto grado médico en ángulo de 90° está destinado para alimentación continua / Bomba con tapa de seguridad. Juego de alimentación con sistema ENFIT incorporado, transparente de silicona de alto grado médico recto está destinado para la alimentación en bolos, administración de medicación y lavado del botón. Compatibilidad con otros sistemas de botones de gastrostomía. Juegos de alimentación con sistema de bloqueo: Clamp. Uso en un solo paciente. Uso con Rx.
Biocompatibilidad	Todos los componentes del sistema de botones AMT son biocompatibles y libre de látex, DEHP y ftalato.
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none"> ISO 13485:2016. FDA . EC
Almacenamiento	El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 – 22283171

www.medtec.cl

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	REG- 050
	TUBO DE ALIMENTACIÓN MINI ONE/G-JET PUERTO YEYUNAL ENFIT	

Empaque	El producto viene embalado en caja de cartón con 10 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración y número de lote.
----------------	--

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 – 22283171

www.medtec.cl