

MIELOCAN ILIAC

CÓDIGO: MCN02I

MARCA STERYLAB

PROCEDENCIA: ITALIA

Aguja desechable destinada a la aspiración de médula ósea en cresta iliaca.

Características:

- Empuñadura ergonómica avanzada, cómoda para todos los tamaños de mano.
- Aguja desechable con triple afilado.
- Orificios distales y acero reforzado.
- Rápida de manejar y funcionamiento confiable.
- Conexión luer incorporada.

Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Empaque

El producto viene embalado en una caja con 10 unidades. Etiquetada con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.

Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno. Libre de látex.

Certificaciones

- ISO 90001:2008
- EC

Presentación.

- **MCN02I.** Calibre: 15 G.
Profundidad máxima: 60 mm.

