

# AGUJA DE MARCACIÓN DUALOK 20G X 7,7CM

**CÓDIGO: LW0077**

**MARCA:BD**

**PROCEDENCIA: EEUU.**

Guía de localización de lesiones mamarias de doble arpón, con el objeto de lograr la marcación del tejido, delimitando la lesión. Se utiliza previo a la intervención quirúrgica y/o procedimiento de biopsia.

## Características

- Dualok es un dispositivo de dos componentes que consta de una cánula con aguja de conexión luer lock hembra integrado y una guía de localización con elementos de fijación dual en la punta distal.
- Su diseño patentado de alambre trenzado lleva a una colocación segura; permitiendo reposicionar después de la colocación si es necesario y proporciona una resistencia superior a la migración, a diferencia de otras agujas.
- La punta del alambre en forma de arpón con doble anclaje, queda en el centro de anormalidad, ayudando durante la cirugía a extirpar el área correcta del tejido mamario.
- Presenta gran visibilidad radiográfica.
- Flexibilidad que permite el manejo a través del tejido.
- Aguja de colocación centimetrada.
- Marcación de despliegue del alambre.
- Medidas: 20 G x 7,7 cm.

## Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

## Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 10 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.



## Certificaciones

ISO 13485 - FDA.

## Esterilización

Esterilizado en óxido de etileno, uso único. Libre de látex, apirógeno.