

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

REG-050

POWER PICC 5 FR DOBLE LUMEN KIT GUÍA DE NITINOL 135 CM

Individualización del Producto		
Descripción	Familia de catéteres centrales insertados periféricamente a partir de materiales de calidad médica especialmente formulados y procesados. Los catéteres Power PICC tienen un diseño cónico invertido resistente a la torcedura. Los catéteres se suministran en una bandeja con accesorios para una introducción microintroductora percutánea (Técnica de Seldinger) a largo plazo (Mayor a 30 días) o a corto plazo (Menor a 30 días).	
Código	3275335	
Marca	BD-BARD	
Procedencia	E.E.U.U	



	December 15 model December 1	
Descripción del Producto		
Indicaciones	El catéter Power PICC está indicado para el acceso periférico a corto o largo	
	plazo al sistema venoso central para realizar tratamiento intravenoso	
	(Administración parenteral de medicamentos, fluidos y soluciones nutritivas, y	
	para la toma de muestra de sangre venosa), administración de medios de	
	contraste (Tecnología POWER) a través de bombas de inyección (5ml/sg), y	
	monitorización de la presión venosa central.	
Características	Catéter doble lumen.	
	Material del catéter: Poliuretano radiopaco de última generación.	
	Dimensiones del catéter:	
	○ 1,8 mm diámetro externo.	
	o 55 cm longitud total.	
	Espacio muerto: 0.57 ml para ambos lúmenes.	
	Velocidad de flujo de la inyección de poder: 5 ml/seg.	
	 Velocidad de flujo por gravedad (ml/hr): 578 ml/hr en ambos lúmenes. 	
	Presión máxima promedio: 300 psi.	
	Tamaño del microintroductor: 5 Fr x 10 cm.	
	• Mantenimiento y volumen del cebado (ml): El catéter debe ser purgado	

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 - 22283171

www.medtec.cl



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

REG-050

POWER PICC 5 FR DOBLE LUMEN KIT GUÍA DE NITINOL 135 CM

	enérgicamente con una jeringa de 10 ml de solución salina normal cada 12
	horas o después de cada uso.
	Volumen de Cebado: 0.57 ml.
Biocompatibilidad	Todos los componentes del Sistema Power Picc son biocompatibles y libre de
	látex
Otros	Sistema de fijación sin puntos Statlock PICC Plus.
Componentes	Microintroductor MicroEZ de 5 Fr. x 10 cm con dilatador venoso.
	Jeringa de 12 ml.
	2 tapas para cada lumen.
	Guía de nitinol con punta recta de 0.46 mm x 135 cm
	Bisturí con seguridad.
	Aguja introductora de 21 G.
	Cinta de medida.
Certificaciones	• ISO 13485:2016
	• FDA
Almacenamiento	El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.
Empaque	El producto viene embalado en caja de cartón con 5 unidades, etiquetado con
	nombre del producto, características, fecha de expiración, método de
	esterilización, número de lote y adhesivos para ficha del paciente.
Esterilización	Producto estéril en óxido de etileno, apirógeno.