


	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	REG- 050
	SET DE ADMINISTRACIÓN EPIDURAL CADD SIN FILTRO	

Individualización del Producto	
Descripción	Set de administración (bajada) epidural de flujo estándar destinado a la administración de fármacos a través de la bomba de infusión CADD SOLIS y CADD LEGACY
Código	21-7324-24
Marca	SMITHS MEDICAL
Procedencia	E.E.U.U



Descripción del Producto	
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Equipo de administración con bandas amarillas CADD[®] con punzón para bolsa. • Presenta un protección frente al flujo libre con detención de flujo, con una función de seguridad integrada (Cubierta azul) que evita el flujo libre de fluidos. • Longitud 312 cm (123 pulgadas). • Volumen de Purgado: 3.2 ml.
Componentes	<ul style="list-style-type: none"> • Punzón para bolsa. • Mecanismo de detención de flujo, diseñado para evitar la infusión de gravedad no regulada (Flujo libre). • Abrazadera y válvula de retención unidireccional con Luer macho. • Cubierta protectora azul para mecanismo de seguridad de flujo.
Almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> • El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.
Empaque	<ul style="list-style-type: none"> • Empaque unitario, libre de látex con TOTM sin DEHP.
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001:2008 • ISO 13485:2003 • ISO 13485: 2012 • FDA
Esterilización	Producto estéril en óxido de etileno, no reutilizable, apirógeno.

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 – 22283171

www.medtec.cl