

# TWIRL

## CÓDIGO: UCTW17

MARCA: BD BARD

PROCEDENCIA: EEUU.

Marcador de tejido mamario ULTRACOR TWIRL, estéril, de un sólo uso y visibilidad permanente. Utilizado para referenciar lesión en mama o nodos linfáticos axilares donde se ha realizado biopsia.

### Características.

- Aplicador de aguja biselada desechable rígida de 17g x 10cm que contiene una forma de alambre de anillo radiográfico de nitinol, con marcas de 1cm de profundidad y un émbolo de bloque, para permitir la visualización del marcador durante el despliegue en el ultrasonido.
- Se implementa de forma independiente o mediante un coaxial.
- Estilete introductor y aguja de acero inoxidable.
- Si una paciente lleva este dispositivo, podrá someterse a la exploración sin riesgos en un sistema de RM, inmediatamente tras su colocación, bajo las condiciones siguientes: Campo magnético estático de 1,5 y 3 teslas exclusivamente, campo magnético de gradiente espacial máximo de 4.000 Gauss/cm (40 t/m) o menos.
- Material: Nitinol.
- Visibilidad permanente.
- Forma de Anillo.
- Vida útil: 3 años.

### Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 5 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.



### Certificaciones:

- ISO13485:2016.
- FDA.

### Esterilización:

Producto estéril en óxido de etileno, sin DHEP, libre de látex, apirógeno.

### Almacenamiento.

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco a temperaturas inferiores a 25 °C.