

# TROCAR DE LAPAROSCOPIA 5 MM

**CÓDIGO: 5053/5068**

**MARCA: PETERS SURGICAL**

**PROCEDENCIA: FRANCIA**

Trocar de laparoscopia de policarbonato desechables para un solo uso, sin piezas metálicas, que permiten intervenciones seguras.

## Características

- Componentes: punzón y camisa rosca radiotransparente.
- Minimiza la fuga de gas, por su válvula flexible incluida en la camisa del trocar.
- Evita el riesgo de embolia pulmonar, manteniendo su estabilidad parietal y asegura el sellado, además de ser fácil de atornillar, garantizando un mínimo trauma por su tornillo gradual atraumático y ligereza.
- Transparencia de la cánula otorga al operador un control visual en cualquier etapa el procedimiento quirúrgico.
- Punta cónica con cuña lateral que extiende las fibras musculares, reduciendo el trauma en los tejidos y facilita la introducción de los instrumentos con una sola mano.

## Biocompatibilidad

Todos los componentes son biocompatibles y libre de látex.

## Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

## Empaque

El producto viene embalado en blísteres rígidos estériles en cajas con 25 unidades.

## Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, apirógeno con envase indemne.



## Presentaciones:

- 5053: Diámetro: 5,5 mm. Longitud: 53 mm.
- 5068: Diámetro: 5,5 mm. Longitud: 68 mm. Incorpora conector Luer-Lock para la insuflación.

## Certificaciones

- ISO 13485:2003.
- ISO 13485:2012.
- EC.