

AUTOFUSER K. 250 ML 1ML/HR

CÓDIGO: UPKDTGP-1

MARCA: ACE MEDICAL

PROCEDENCIA: COREA

Bomba de infusión elastomérica con fotoprotección diseñada para administrar un volumen predeterminado de medicamento, incluyendo antibióticos, quimioterapia y terapias de control del dolor, ya sea por vía intravenosa, intraarticular, intramuscular, subcutánea o epidural, a un flujo continuo y preciso a los pacientes, ya sea en hospitales, clínicas o atención domiciliaria.

Características

- Infusor rígido desechable con cubierta externa de PVC de grado médico y reservorio interior de silicona.
- Fabricado con un material de completa protección UV, protegiendo la medicación dentro de la bomba y a lo largo de toda la línea.
- Circular y de bajo perfil: Su diseño, lo hace ser más cómodo sin comprometer el volumen del depósito y permaneciendo plano durante el proceso de llenado.
- Permite el llenado con una sola mano, lo que contribuye a un desempeño eficiente del personal médico/de enfermería****
- Marcas graduadas de volumen, que permiten el monitoreo.
- Volumen del reservorio: 250 ml .
- Flujo: 1 ml/hr.
- Filtro de aire: 5.0 um y filtro de partículas.
- Incluye clamp, conector Luer Lock.
- Producto se encuentra disponible junto a un bolso de transporte.
- Espacio de cebado: Menor a 10 ml.
- Exactitud: +/- 15%.

Almacenamiento

El producto debe ser mantenido en un lugar limpio, frío y seco.

Biocompatibilidad

Todos los componentes del sistema AUTOFUSER son biocompatibles, libres de látex y de DEHP.



Certificaciones

- ISO 13485:2003.
- ISO 13485:2012
- CE.

Esterilización

Esterilizado en óxido de etileno, uso único. Libre de látex, apirógeno.

Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 10 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.