

# AUTOFUSER K. 250 ML 5 ML/HR

## CÓDIGO: UPKDTGP-5

MARCA: ACE MEDICAL  
PROCEDENCIA: COREA

Bomba de infusión elastomérica con fotoprotección diseñada para administrar un volumen predeterminado de medicamento, incluyendo antibióticos, quimioterapia y terapias de control del dolor, ya sea por vía intravenosa, intraarticular, intramuscular, subcutánea o epidural, a un flujo continuo y preciso a los pacientes, ya sea en hospitales, clínicas o atención domiciliaria.

### Características

- Infusor rígido desechable con cubierta externa de PVC de grado médico y reservorio interior de silicona.
- Fabricado con un material de completa protección UV, protegiendo la medicación dentro de la bomba y a lo largo de toda la línea.
- Circular y de bajo perfil: Su diseño, lo hace ser más cómodo sin comprometer el volumen del depósito y permaneciendo plano durante el proceso de llenado.
- Permite el llenado con una sola mano, lo que contribuye a un desempeño eficiente del personal médico/de enfermería\*\*\*\*
- Marcas graduadas de volumen, que permiten el monitoreo.
- Volumen del reservorio: 250 ml .
- Flujo: 5 ml/hr.
- Filtro de aire: 5.0 um y filtro de partículas.
- Incluye clamp, conector Luer Lock.
- Producto se encuentra disponible junto a un bolso de transporte.
- Espacio de cebado: Menor a 10 ml.
- Exactitud: +/- 15%.

### Almacenamiento

El producto debe ser mantenido en un lugar limpio, frío y seco.

### Biocompatibilidad

Todos los componentes del sistema AUTOFUSER son biocompatibles, libres de látex y de DEHP.



### Certificaciones

- ISO 13485.
- CE.

### Esterilización

Esterilizado en óxido de etileno, uso único. Libre de látex, apirógeno.

### Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 10 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.