

	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO</b>	<b>REG- 050</b>
	<b>ADAPTADOR DE TRANSICIÓN ENFIT</b>	

<b>Individualización del Producto</b>	
<b>Descripción</b>	Los adaptadores de transición enteral de AMT están diseñados para facilitar las conexiones específicas de nutrición enteral entre conectores que cumplen el estándar AAMI/CN3 (PS) y antiguos conectores enterales que no siguen la normativa ISO 80369-1
<b>Código</b>	TRN201
<b>Marca</b>	AMT
<b>Procedencia</b>	E.E.U.U



<b>Descripción del Producto</b>	
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptadores destinados a mejorar la seguridad del paciente y disminuir el riesgo de conexiones incorrectas de dispositivos médicos. Adaptador incompatible con adaptadores Luer, utilizados comúnmente en aplicaciones IV.</li> <li>• El adaptador AMT ENFIT se asegurará de manera muy similar a un sistema de bloqueo con rosca Luer, aunque el diseño es más grande, y por lo tanto incompatible con Luer.</li> <li>• Para uso con un solo paciente.</li> <li>• Adaptador de transición de sistema Enfit a jeringa de medicación Luer Slip.</li> </ul>
<b>Biocompatibilidad</b>	Todos los componentes de los adaptadores ENFIT AMT son biocompatibles, libres de látex, ftalatos y DEHP.
<b>Certificaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 13485:2016.</li> <li>• FDA .</li> <li>• EC</li> </ul>
<b>Almacenamiento</b>	El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.
<b>Empaque</b>	El producto viene embalado en caja de cartón con 10 unidades, etiquetado con nombre del producto, fecha de expiración y número de lote.

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 – 22283171

[www.medtec.cl](http://www.medtec.cl)