

Individualización del Producto

Descripción	Adaptador de transición enteral diseñado para facilitar las conexiones específicas de nutrición enteral entre conectores que cumplen el estándar AAMI/CN3 (PS) y antiguos conectores enterales que no siguen la normativa ISO 80369-1
Código	ISO2UAD
Marca	ENTERAL (GBUK)
Procedencia	Inglaterra


Descripción del Producto

Características	<ul style="list-style-type: none"> Adaptador enteral destinado a mejorar la seguridad del paciente y disminuir el riesgo de conexiones incorrectas de dispositivos médicos, de modo que es incompatible con adaptadores Luer, utilizados comúnmente en aplicaciones IV. Se utiliza para conectar a los tubos enterales ENFit, adaptarlos y poder conectar con las jeringas con punta de catéter. Para uso con un solo paciente. Dispositivos asociados: Jeringa con punta de catéter Material de tapa adaptador: PVC blando. Material de Cuerpo adaptador: Copoliéster .
Biocompatibilidad	Todos los componentes del adaptador ENFIT son biocompatibles, libres de látex, BPA y DEHP. Producto limpio no estéril.
Almacenamiento	El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none"> ISO 13485. ECC
Empaque	El producto viene embalado en caja de cartón con 30 unidades (Blíster), etiquetado con nombre del producto, fecha de expiración y número de lote.

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 – 22283171

www.medtec.cl