

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	REG- 050
	JERINGA ENTERAL REUSABLE - ENFIT	

Individualización del Producto	
Descripción	Jeringas enteral EnFit reusable para un único paciente Home.
Código	EISO-10H 10 ml purple reusable Enteral Home syringe EnFit
	EISO-20H 20 ml purple reusable Enteral Home syringe EnFit
	EISO-60H 60 ml purple reusable Enteral Home syringe EnFit
Marca	ENTERAL (GBUK)
Procedencia	Inglaterra



Descripción del Producto	
Indicaciones	Jeringas enterales EnFit destinadas a ser utilizadas para la entrega de medicación y nutrición/alimentación enteral formulada, ya sea por vía oral o a través de un tubo de alimentación en el tracto gastrointestinal.
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Jeringas ISOSAF reutilizable en un solo y único paciente, asociadas al uso de dispositivos ENFit 80369-3. • Material del barril de la jeringa: Polipropileno • Material del Émbolo: Polipropileno y anillo de silicona. • Medidas disponibles: <ul style="list-style-type: none"> ○ Jeringa EnFit reutilizable de 10 ml Enteral Home ○ Jeringa EnFit reutilizable de 20 ml Enteral Home ○ Jeringa EnFit reutilizable de 60 ml Enteral Home • Uso hasta 14 días o 86 lavados.
Biocompatibilidad	Todos los componentes de las jeringas enterales de un solo uso son biocompatibles. Producto estéril en óxido de etileno, libre de látex y DEHP
Almacenamiento	El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 13485.

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 – 22283171

www.medtec.cl

 Medicina Técnica Ltda.	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	REG- 050
	JERINGA ENTERAL REUSABLE - ENFIT	

	<ul style="list-style-type: none"> ECC. 												
Empaque	<p>El producto viene embalado en una caja de cartón en blisters unitarios estériles en óxido de etileno, etiquetado con nombre del producto, fecha de expiración y número de lote. Las cantidades de jeringa por caja son:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CÓDIGO</th> <th style="text-align: center;">TIPOS DE JERINGA</th> <th style="text-align: center;">UNIDADES POR CAJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">EISO-10H</td> <td>10 ml purple reusable Enteral Home syringe EnFit</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">EISO-20H</td> <td>20 ml purple reusable Enteral Home syringe EnFit</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">EISO-60H</td> <td>60 ml purple reusable Enteral Home syringe EnFit</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGO	TIPOS DE JERINGA	UNIDADES POR CAJA	EISO-10H	10 ml purple reusable Enteral Home syringe EnFit	100	EISO-20H	20 ml purple reusable Enteral Home syringe EnFit	100	EISO-60H	60 ml purple reusable Enteral Home syringe EnFit	50
CÓDIGO	TIPOS DE JERINGA	UNIDADES POR CAJA											
EISO-10H	10 ml purple reusable Enteral Home syringe EnFit	100											
EISO-20H	20 ml purple reusable Enteral Home syringe EnFit	100											
EISO-60H	60 ml purple reusable Enteral Home syringe EnFit	50											
Uso de las recomendaciones	<ol style="list-style-type: none"> Lavar el jeringa y émbolo con agua jabonosa tibia. Enjuagar ambos con agua fría y séquelos al aire. Almacenar en un recipiente limpio y seco con tapa. Deseche la jeringa si alguna parte está dañada y si las marcas no son claras, o si se vuelve demasiado difícil de usar. 												

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 – 22283171

www.medtec.cl